

Ringversuch: TM4/05
im Monat: Oktober
Teilnehmer-Nr.: 0003333
ausgestellt am: 29.10.2005

Referenzinstitut für Bioanalytik

Wurmtal Diagnostics GmbH
Labor
Germeringer Str. 32

82152 Planegg

Ringversuchsleiter

Prof. Dr. K. Kleesiek
Prof. Dr. Dr. K. P. Kohse
Prof. Dr. M. Neumaier

Bonn, 23. November 2005

Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen, dass Sie am Ringversuch für Tumormarker im Serum teilgenommen haben.
Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für folgende Messgrößen erfüllt:

AFP	(4)		CEA	(4)		hCG	(4)
PSA	(4)						

Dieses Zertifikat ist gültig bis einschließlich April 2006.

K. Kleesiek

Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.

Ringversuch: TM4/05
 im Monat: Oktober
 Teilnehmer-Nr.: 0003333



Auflistung und Bewertung Ihrer Ergebnisse

Bonn, 23. November 2005

Erläuterungen

Zertifikat

Ein Zertifikat wird nur dann für eine Messgröße ausgestellt, wenn die Grundlagen für die Bewertung der Richtigkeit durch die Richtlinien der Bundesärztekammer gegeben sind bzw. wenn eine Bewertung in Analogie zu diesen Richtlinien (s. Hinweise zur Auswertung) möglich ist, und wenn beide Ergebnisse innerhalb der vorgegebenen Grenzen liegen (Kennzeichnung unter B: +).

Teilnahmebescheinigung

In der Teilnahmebescheinigung sind alle Messgrößen aufgeführt, welche die Liste auf dieser Seite enthält.

Wenn alle untersuchten Messgrößen im Zertifikat aufgeführt sind, entfällt der Ausdruck einer Teilnahmebescheinigung.

Zeichenerklärung: B=Bewertung, M=Methoden-Nr., E=Ihr Ergebnis, D= Abweichung (E-ZW) Bewertung: + = erfüllt (Quotient | D/Dmax | ≤ 1.0)
 Dmax= Betrag der maximal zulässigen Messabweichung, z. T. vorgegeben durch die - = nicht erfüllt (Quotient | D/Dmax | > 1.0)
 Anlage 1 der Richtlinien der BÄK (Dt. Ärzteblatt 100, Heft 50, 12.12.2003). ± = Bewertung entfällt aus analytischen
 ZW = Zielwert, ggf. Referenzmethodenwert o. Sollwert, UG | OG = untere bzw. obere Grenze oder technischen Gründen

	B	M	E	D/Dmax	ZW	UG	OG							
AFP [U/ml]	+	4	A	42.0	-0.02	42.3	27.9	56.7						
			B	13.0	-0.11	13.5	8.91	18.1						
CEA [ng/ml]	+	4	A	13.5	0.29	12.6	9.57	15.7						
			B	16.5	0.29	15.4	11.7	19.1						
hCG [mU/ml]	+	4	A	6.00	-0.13	6.31	3.91	8.71						
			B	4.30	-0.24	4.74	2.93	6.55						
PSA [ng/ml]	+	4	A	4.40	-0.09	4.52	3.11	5.93						
			B	15.0	0.04	14.8	10.2	19.4						