

Ringversuch: **HAV Serologie 2/13**  
im Monat: **September 2013**  
Teilnehmer-Nr.: **0003333**  
ausgestellt: **21.09.13**



Referenzinstitut für Bioanalytik

UCM united Clinic management GmbH  
Labor  
Germeringer Str. 32  
82152 Planegg



Ringversuchsleiter

Prof. Dr. C. Knabbe  
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse  
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB

Dr. R. Kruse  
Dr. W. J. Geilenkeuser

Bonn, den 24.10.13

**Zertifikat**

Wir bestätigen, daß Sie am Ringversuch zur HAV Serologie teilgenommen haben.  
Die von Ihnen erfolgreich durchgeführten Untersuchungen sind nachstehend aufgeführt.

**Anti-HAV IgM**  
**Anti-HAV total**

*W. J. Geilenkeuser*      *R. Kruse*      *W. J. Geilenkeuser*

Das Zertifikat ist gültig bis einschliesslich September 2014

[http://www.dgkl-rfb.de/cgi/certificate?m=0003333&v\\_id=HAVmm\\_132&version=0&uid=4BFD9957BFE47C08477CDD09DC90241](http://www.dgkl-rfb.de/cgi/certificate?m=0003333&v_id=HAVmm_132&version=0&uid=4BFD9957BFE47C08477CDD09DC90241)



## HAV Serologie 2/13 - Auswertung

- Ihre Ergebnisse sind mit farbigen Punkten gekennzeichnet -  
(grün-richtig, gelbgrün-bedingt richtig, rot-falsch, grau-Ihre Methode(n))

Sollbeurteilung/Kommentar zu

ggf. Ihr Kommentar/zusätzliche Angaben

Probe 1	anti-HAV IgG und anti-HAV IgM positives Material
Probe 2	anti-HAV IgG positives und anti-HAV IgM negatives Material
Probe 3	anti-HAV IgG positives und anti-HAV IgM negatives Material
Probe 4	anti-HAV IgG und anti-HAV IgM negatives Material

### Anti-HAV IgG

Erfolgsquote 55/58 => 94 %				Benutzte Systeme:		n	n(f)
Ergebnisse	positiv/ reaktiv	grenzwertig	negativ	Abbott	Architect	47	2
				Beckman Coulter	keines/anderes	2	
				Roche	Cobas	2	
				Siemens Healthcare	Centaur	2	
				Abbott	AxSYM	1	
Roche	Elecsys	1					
DiaSorin	Liaison	1					
Probe 1	56	0	1				
Probe 2	56	0	1				
Probe 3	57	0	0				
Probe 4	0	0	57				

### Anti-HAV IgM

Erfolgsquote 129/130 => 99 %				Benutzte Systeme:		n	n(f)
Ergebnisse	positiv/ reaktiv	grenzwertig	negativ	Abbott	Architect	41	
				Roche	Cobas	36	
				Siemens Healthcare	Centaur	18	
				Roche	Modular	8	
				Roche	Elecsys	7	
Beckman Coulter	UniCel	6	1				
● BioMerieux	Vidas	4					
Abbott	AxSYM	2					
Ortho Clin. Diagnostics	Vitros	2					
DiaSorin	Liaison	2					
Roche	Liaison	1					
Probe 1	130 ●	0	0				
Probe 2	0	0	130 ●				
Probe 3	0	0	130 ●				
Probe 4	0	0	129 ●				

### Anti-HAV total

Erfolgsquote 90/90 => 100 %				Benutzte Systeme:		n	n(f)
Ergebnisse	positiv/ reaktiv	grenzwertig	negativ	Roche	Cobas	34	
				Siemens Healthcare	Centaur	18	
				Roche	Elecsys	10	
				Roche	Modular	8	
				Beckman Coulter	UniCel	7	
Abbott	AxSYM	3					
● BioMerieux	Vidas	3					
Ortho Clin. Diagnostics	Vitros	1					
DiaSorin	Liaison	1					
Probe 1	90 ●	0	0				
Probe 2	90 ●	0	0				
Probe 3	90 ●	0	0				
Probe 4	0	0	90 ●				

