

Ringversuch: **HBV Serologie minor 2/17**
im Monat: **September 2017**
Teilnehmer-Nr.: **0003333**
ausgestellt: **16.09.17**



Referenzinstitut
für Bioanalytik

Referenzinstitut für Bioanalytik

Würmtal diagnostics GbR
Labor - 2. Stock
Kd. Nr. 0003333
Fraunhoferstr 11a
82152 Martinsried



Ringversuchsleiter

Prof. Dr. C. Knabbe
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB

Dr. W. J. Geilenkeuser
Dr. A. Kessler

Bonn, den 16.10.17

Zertifikat

Wir bestätigen, daß Sie am Ringversuch zur HBV-Serologie minor teilgenommen haben.
Die von Ihnen erfolgreich durchgeführten Untersuchungen sind nachstehend aufgeführt.

HBsAg
Anti-HBs
Anti-HBc

Das Zertifikat ist gültig bis einschliesslich September 2018

http://www.dgkl-rfb.de/cgi/certificate?nr=0003333&v_id=HBV/mm1_172&version=0&uid=9BA54181859D459995018893CC8CACA8

HBV Serologie minor 2/17 - Auswertung

- Ihre Ergebnisse sind mit farbigen Punkten gekennzeichnet -
(grün-richtig, gelbgrün-bedingt richtig, rot-falsch, grau-Ihre Methode(n))

Sollbeurteilung/Kommentar zu

Ihr Kommentar/zusätzliche Angaben

Probe 1 HBV geimpfter Patient

Probe 2 Patient mit akuter HBV-Infektion

Probe 3 Patient mit ausgeheilter HBV-Infektion

Probe 4 Negativkontrolle

HBsAg

Erfolgsquote 204/220 => 92 %				Benutzte Systeme:			n(r)	n(br)	n(f)
Ergebnisse	positiv/ reaktiv	grenzwertig	negativ	Roche(30)	Cobas(5)	76	10		
Probe 1	3	3	214 ●	Abbott(4)	Architect(1)	38	1		
Probe 2	220 ●	0	0	Siemens Healthcare(40)	Centaur(4)	31	2		
Probe 3	5	0	215 ●	Roche(30)	Elecsys(6)	19			
Probe 4	7	1	211 ●	Beckman Coulter(13)	keines/anderes(99)	7	2		
				Beckman Coulter(13)	UniCel(11)	8			
				Siemens HC (vorm. DPC/Biermann)(44)	Immulite(7)	7			
				● BioMerieux(21)	Vidas(10)	6			
				Roche(30)	Modular(13)	3			
				Andere(99)	keines/anderes(99)	2	1		
				Beckman Coulter(13)	Access(23)	2			
				DiaSorin(77)	Liaison(9)	2			
				Ortho Clin. Diagnostics(8)	Vitros(12)	1			
				Siemens(28)	Quadriga BeFree(15)	1			
				Andere(99)	manuell(98)	1			

Anti-HBs

Erfolgsquote 146/149 => 97 %				Benutzte Systeme:			n(r)	n(br)	n(f)
Ergebnisse	positiv/ reaktiv	grenzwertig	negativ	Roche(30)	Cobas(5)	62			
Probe 1	148 ●	0	1	Abbott(4)	Architect(1)	27		1	
Probe 2	0	1	148 ●	Siemens Healthcare(40)	Centaur(4)	22			
Probe 3	148 ●	0	1	Roche(30)	Elecsys(6)	11			
Probe 4	0	1	147 ●	Beckman Coulter(13)	keines/anderes(99)	5	2		
				Beckman Coulter(13)	UniCel(11)	6			
				● BioMerieux(21)	Vidas(10)	3			
				Roche(30)	Modular(13)	3			
				Siemens HC (vorm. DPC/Biermann)(44)	Immulite(7)	3			
				Ortho Clin. Diagnostics(8)	Vitros(12)	1			
				Beckman Coulter(13)	Access(23)	1			
				Siemens Healthcare(40)	Immulite(7)	1			
				Andere(99)	manuell(98)	1			

Anti-HBc

Erfolgsquote 148/150 => 98 %				Benutzte Systeme:			n(r)	n(br)	n(f)
Ergebnisse	positiv/ reaktiv	grenzwertig	negativ	Roche(30)	Cobas(5)	62		1	
Probe 1	1	0	149 ●	Abbott(4)	Architect(1)	23			
Probe 2	150 ●	0	0	Siemens Healthcare(40)	Centaur(4)	20		1	
Probe 3	149 ●	0	1	Beckman Coulter(13)	keines/anderes(99)	9			
Probe 4	0	0	150 ●	Roche(30)	Elecsys(6)	9			
				Beckman Coulter(13)	UniCel(11)	6			
				Siemens HC (vorm. DPC/Biermann)(44)	Immulite(7)	4			
				● BioMerieux(21)	Vidas(10)	3			
				Roche(30)	Modular(13)	3			
				DiaSorin(77)	Liaison(9)	3			
				Ortho Clin. Diagnostics(8)	Vitros(12)	1			
				Beckman Coulter(13)	Access(23)	1			
				Siemens(28)	Quadriga BeFree(15)	1			
				Siemens(28)	keines/anderes(99)	1			
				Siemens Healthcare(40)	Immulite(7)	1			
				Biokit(154)	manuell(98)	1			

