

Ringversuch: **GR3/26**
im Monat: **Juli 2026**
Teilnehmer-Nr.: **0003333**
Gültig ab: **25.07.26**



Seite 1 von 4

MTC GmbH - Würmtal Diagnostics
Fraunhoferstr 11a
82152 Planegg-Martinsried



Bonn, 31. August 2026

Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für Gerinnung teilgenommen haben.
Dieses Zertifikat ist gemäß aktueller Version der RiliBÄK gültig bis einschließlich Januar 2027.
Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für folgende Größen erfüllt:

TPZ (Quick)	(10)		TPZ INR	(10)		aPTT	(10)
Fibrinogen	(13)						

Prof. Dr. Dr. K. P. Kohse
Ringversuchsleitung

Dr. Anja Kessler
Leitung Referenzinstitut

Dr. Marika Enders
EQAS-Board

Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.

Dieses Zertifikat ist in Verbindung mit dem Abschlussbericht vom 17.08.26 gültig.
Dieser steht im RfB-Online System zum Download zur Verfügung.

Ringversuch: **GR3/26**
im Monat: **Juli 2026**
Teilnehmer-Nr.: **0003333**



Auflistung und Bewertung aller Ihrer Ergebnisse

Erläuterungen

Zertifikat





Ein Zertifikat wird nur dann für eine Messgrösse ausgestellt, wenn die Grundlagen für die Bewertung der Richtigkeit durch die Richtlinie der Bundesärztekammer gegeben ist bzw. wenn eine Bewertung in Analogie zu dieser Richtlinie (s. Hinweise zur Auswertung) möglich ist, und wenn beide Ergebnisse innerhalb der vorgegebenen Grenzen liegen. (Kennzeichnung unter B: +)



Teilnahmebescheinigung

In der Teilnahmebescheinigung sind alle Messgrössen aufgeführt, welche die Liste auf dieser Seite enthält.



Wenn alle untersuchten Messgrössen im Zertifikat aufgeführt sind, entfällt der Ausdruck einer Teilnahmebescheinigung.

Zeichenerklärung: B=Bewertung, M=Methoden-Nr., E=Ihr Ergebnis, D=Abweichung (E-ZW) Dmax=Betrag der maximal zulässigen Messabweichung, z. T. vorgegeben durch die Anlage 1 der jeweils gültigen Richtlinie der BÄK. ZW=Zielwert, ggf. Referenzmethodenwert o. Sollwert, UG OG = untere bzw. obere Grenze								Bewertung: + = erfüllt (Quotient D/Dmax ≤ 1.0) - = nicht erfüllt (Quotient D/Dmax > 1.0 ± = Bewertung entfällt aus analytischen oder technischen Gründen							
	B	M	E	D/Dmax	ZW	UG	OG								
TPZ (Quick)	+	10	A 104	0.20	99.2	76.3	123								
[%]			B 14.0	0.96	11.4	0	14.1								
TPZ INR	+	10	A 0.980	-0.09	1.00	0.770	1.23								
[INR]			B 5.19	-0.47	5.83	4.48	7.18								
aPTT	+	10	A 32.3	-0.12	33.0	27.0	39.0								
[s]			B 88.0	0.05	87.2	71.5	103								
Fibrinogen	+	13	A 202	0.16	194	145	243								
[mg/dl]			B 200	-0.02	201	150	252								





Andere Kits (Anzahl):
1-59(2), 1-99(1), 2-13(1), 2-46(1), 2-99(2), 4-43(1), 4-48(9), 5-25(1), 5-46(1), 5-48(2), 6-32(1), 6-47(4), 6-99(1), 7-56(1), 8-13(1), 8-24(10), 8-25(15), 8-99(3), 9-24(3), 9-25(3), 10-99(2), 11-56(11), 12-13(4), 12-58(1), 13-42(2), 13-58(1), 13-99(2), 16-59(2), 18-32(6), 18-37(4), 19-26(1), 19-31(2), 19-34(5), 20-26(1), 20-31(11), 21-56(1), 21-71(1), 21-99(5).



Andere Kits (Anzahl):
2-99(1), 4-34(1), 4-99(1), 5-25(1), 5-47(2), 7-24(1), 7-26(1), 7-59(1), 7-99(1), 8-32(1), 8-43(1), 8-46(1), 8-99(1), 9-47(4), 9-48(1), 10-25(2), 10-26(2), 11-25(4), 11-26(3), 11-34(1), 12-24(4), 12-56(1), 12-99(3), 13-24(2), > 13-26(2), < 14-13(1), 14-42(2), 14-58(1), 15-56(3), 17-59(2), 18-47(1), 19-31(4), 20-32(1), 21-26(2), 21-37(5), 22-13(1), 22-24(2), 22-34(1).