

Ringversuch: **HBVimm11/25**
im Monat: **März 2025**
Teilnehmer-Nr.: **0003333**
Gültig ab: **22.03.25**



Seite 1 von 2

Würmtal diagnostics GbR
Labor - 2. Stock
Kd. Nr. 0003333
Fraunhoferstr 11a
82152 Planegg-Martinsried



Bonn, 16. Mai 2025

Zertifikat

Wir bestätigen, dass Sie am Ringversuch zur HBV-Serologie minor teilgenommen haben.
Dieses Zertifikat ist gemäß aktueller Version der RiliBÄK gültig bis einschließlich März 2026.
Die von Ihnen erfolgreich durchgeführten Untersuchungen sind nachstehend aufgeführt.

HBsAg
Anti-HBs
Anti-HBc

Prof. Dr. Dr. K. P. Kohse
Ringversuchsleitung

Dr. Anja Kessler
Leitung Referenzinstitut

Dr. Stefanie Gemein
EQAS-Board

Dieses Zertifikat ist in Verbindung mit dem Abschlussbericht vom 16.05.25 gültig.
Dieser steht im RfB-Online System zum Download zur Verfügung.

HBV Serologie minor 1/25 - Auswertung

- Ihre Ergebnisse sind mit farbigen Punkten gekennzeichnet -
(grün-richtig, gelbgrün-bedingt richtig, rot-falsch, grau-Ihre Methode(n))

Sollbeurteilung/Kommentar zu

Ihr Kommentar/zusätzliche Angaben

Probe 1	Negativkontrolle
Probe 2	Patient mit ausgeheilter HBV-Infektion
Probe 3	Patient mit akuter HBV-Infektion
Probe 4	Gegen HBV immunisierter Patient

HBsAg

Erfolgsquote 251/258 => 97 %

Benutzte Systeme:

n(r) n(br) n(f)

Ergebnisse	positiv/ reaktiv	grenzwertig	negativ
Probe 1	2	0	256 ●
Probe 2	3	0	255 ●
Probe 3	256 ●	0	2
Probe 4	2	1	255 ●

● Roche(30)	Cobas(5)	127	3
Abbott(4)	Alinity(38)	27	1
Abbott(4)	Architect(1)	25	
Roche(30)	Elecsys(6)	20	1
Siemens Healthin.(ADVIA,Centaur)(40)	Centaur(4)	11	
Beckman Coulter(13)	UniCel(11)	8	
Siemens Healthin. (Atellica Solution)(43)	Atellica(39)	6	2
Beckman Coulter(13)	Access(23)	7	
Siemens Healthineers (Immulite)(44)	Immulite(7)	4	
bioMerieux(21)	Vidas(10)	3	
Andere, others(99)	andere(99)	3	
Beckman Coulter(13)	andere(99)	2	
bioMerieux(21)	Mini Vidas(30)	2	
Bio-Rad(2)	manuell(98)	1	
Becton Dickinson(10)	BEP III(31)	1	
Roche(30)	andere(99)	1	
Siemens Healthin. (Atellica Solution)(43)	Centaur(4)	1	
DiaSorin(77)	Liaison XL(19)	1	
Andere, others(99)	manuell(98)	1	

Anti-HBs

Erfolgsquote 161/169 => 95 %

Benutzte Systeme:

n(r) n(br) n(f)

Ergebnisse	positiv/ reaktiv	grenzwertig	negativ
Probe 1	5	0	164 ●
Probe 2	168 ●	0	1
Probe 3	4	2	163 ●
Probe 4	167 ●	0	2

● Roche(30)	Cobas(5)	88	5
Abbott(4)	Alinity(38)	23	1
Roche(30)	Elecsys(6)	9	1
Abbott(4)	Architect(1)	9	
Siemens Healthin. (Atellica Solution)(43)	Atellica(39)	7	1
Siemens Healthin.(ADVIA,Centaur)(40)	Centaur(4)	7	
Beckman Coulter(13)	UniCel(11)	5	
Beckman Coulter(13)	Access(23)	4	
Beckman Coulter(13)	andere(99)	2	
Ortho Clinical Diagnostics(8)	Vitros(12)	1	
bioMerieux(21)	Vidas(10)	1	
bioMerieux(21)	Mini Vidas(30)	1	
Roche(30)	andere(99)	1	
Siemens Healthin. (Atellica Solution)(43)	Centaur(4)	1	
Andere, others(99)	manuell(98)	1	
Andere, others(99)	andere(99)	1	

Anti-HBc

Erfolgsquote 171/173 => 98 %

Benutzte Systeme:

n(r) n(br) n(f)

Ergebnisse	positiv/ reaktiv	grenzwertig	negativ
Probe 1	0	0	173 ●
Probe 2	172 ●	0	1
Probe 3	172 ●	1	0
Probe 4	0	0	173 ●

● Roche(30)	Cobas(5)	96	
Abbott(4)	Alinity(38)	18	
Abbott(4)	Architect(1)	10	
Roche(30)	Elecsys(6)	9	
Siemens Healthin.(ADVIA,Centaur)(40)	Centaur(4)	9	
Siemens Healthin. (Atellica Solution)(43)	Atellica(39)	7	1
Beckman Coulter(13)	UniCel(11)	6	
Beckman Coulter(13)	Access(23)	5	
DiaSorin(77)	Liaison XL(19)	3	
Beckman Coulter(13)	andere(99)	2	
Andere, others(99)	andere(99)	2	
bioMerieux(21)	Vidas(10)	1	
bioMerieux(21)	Mini Vidas(30)	0	1
Siemens Healthin. (Atellica Solution)(43)	Centaur(4)	1	
Siemens Healthineers (Immulite)(44)	Immulite(7)	1	
Andere, others(99)	manuell(98)	1	